

Husa Scaun cu Incalzire si Masaj in 12V / 220V Bej sau Negru

Producator: Medivon

Cod Produs: 5901801520757

Instructiuni de siguranta:

Cand folositi un produs electric, ar trebui urmate precautiuni de baza, incluzand urmatoarele:

Cititi toate instructiunile inainte de a folosi acest aparat.

Tineti departe de apa.

PERICOL: - Pentru a reduce riscul electrocutarii:

- Intotdeauna scoateti din priza aparatul, imediat dupa folosire si inainte de curatare.
- A nu se folosi in cada de baie sau la dus.
- A nu se pune sau depozita intr-un loc de unde poate cadea sau trage intr-o cada de baie sau chiuveta.
- A nu se pune pe apa, sub apa sau alte lichide.
- Daca aparatul a cazut in apa, NU incercati sa-l luati. Scoateti din priza imediat.

AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul arsurilor, focului, electrocutare sau ranirea altor persoane:

- Daca cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de producator, agentii sai de reparare sau o alta persoana calificata pentru a evita pericolele.
- Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul electric si frecventa circuitului corespund cu cele scrise pe stecher.
- Aparatul nu este destinat a fi folosit de copii sau persoane infirme fara supraveghere.
- Copiii ar trebui supravegheati pentru a fi siguri ca nu folosesc aparatul ca o jucarie.

- Nu folositi aparatul in exterior.
- Stecherul trebuie scos din priza inainte de curatare, intretinere, reparare sau mutarea aparatului.
- Cand aparatul nu este in folosinta, trebuie oprit si scos din priza.
- Pentru a evita riscul electrocutarii:
Niciodata:
 - nu folositi aparatul cu mainile ude,
 - nu scufundati sub apa
 - nu varsati alte lichide pe produs.
- Nu introduceti nici un obiect in aparat.
- Nu loviti sau deteriorati cablul de alimentare.
- Instalarea necorespunzatoare poate rezulta in riscul de incendiu, electrocutare sau ranirea persoanelor.
- Producatorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau defectuoasă.
- Nu incercati sa reparati, dezasamblati sau modifica aparatul.
- Nu folositi chimicale, bureti metalici sau curatatori abrazivi pentru a curata pe exterior, deoarece chimicalele pot strica aparatul.
- A se folosi aparatul doar pentru uz caznic. A nu se folosi aparatul decat pentru ce a fost construit.
- A nu se folosi aparatul in preajma lichidelor (chiuveta din bucatarie, bazine de apa, robinete etc.).
- Nu folositi aparatul cu un prelungitor, decat daca acesta a fost verificat si testat de un tehnician calificat.
- Niciodata nu lasati aparatul nesupravegheat cand este in folosinta.
- Nu folositi aparatul de masaj daca el, cablul de alimentare sau telecomanda nu functioneaza corespunzator.
- Daca aveti ingrijorari cu privire la sanatatea dvs. consultati un doctor inaintea folosirii acestui aparat.
- Persoanele cu stimulatoare cardiace ar trebui sa consulte un doctor inainte de folosire.
- Niciodata nu acoperiti aparatul cand este in folosinta.

- Utilizarea in exces a aparatului poate duce la supraincalzirea aparatului, scurtandu-i durata de viata a acestuia. Daca acest lucru se intampla, incetati folosirea aparatului si lasati-l sa se raceasca inainte de a fi folosit din nou.
- Niciodata nu folositi acest aparat daca aveti umflaturi, inflamatii sau eruptii pe piele.
- Acest produs este un aparat neprofesional, destinat unui masaj linistitor.
- NU folositi acest dispozitiv pentru a inlocui ajutorul medical.
- NU folositi acest produs inainte de culcare. Aparatul are un efect stimulator care va poate tine treaz.
- Nu folositi acest produs in timp ce stati in pat.
- Acest produs NU AR TREBUI NICIODATA fi folosit de cineva cu o afectiune fizica care-l limiteaza in folosirea telecomenzii sau cineva care are o afectiune senzoriala in partea de mijloc a corpului.
- Nu folositi daca sunteti ud.
- A nu se folosi de o persoana cu dezabilitati, copil sau o persoana insensibila la caldura fara a consulta un doctor inainte.
- NU folositi cand aparatul este impaturat.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE:

NOTA:

- Nu setati aparatul de masaj in baie sau intr-un mediu umed, deoarece va reduce durata de viata al mecanismului de masaj.
- Asigurati-va ca aparatul nu este expus la lumina soarelui, in apropierea radiatoarelor sau a altor surse de caldura.
- NU folositi acest produs pe nici o suprafata de lemn, deoarece fermoarul o poate zgaria.

Sistemul de prindere

Acest aparat de masaj are incorporat un sistem unic de prindere, care va permite sa-l fixati pe majoritatea scaunelor sau scaune de masina. Asezati aparatul cu masaj pe scaun si puneti curelele elastice in jurul spatelui. Dispozitivul nu va aluneca sau misca.

A FI FOLOSIT ACASA SAU LA BIROU

Conectati stecherul la priza de 240V si conectati cablul in mufa Jack localizata la jumatatea cablului care iese din perna. Atasati husa cu masaj pe orice scaun pentru un masaj de lux in timp ce cititi, odihniti sau chiar lucrati.

FOLOSINTA IN MASINA

Pentru a fi folosit in masina, doar introduceti adaptorul in priza de bricheta de 12V si conectati cablul in mufa Jack localizata la jumatatea cablului care iese din perna. Prindeti husa de scaunul masinii folosind curelele elastice bucarandu-va de masaj in timpul condusului.

Specificatii:

Intrare: 12V 800mA

Putere: 9.6 W

Cunoasteti produsul dumneavoastra:

Butonul HEAT: Porneste si opreste caldura lombara.

Butonul PWR: Porneste si opreste aparatul.

Butonul INT: Ajusteaza puterea masajului. Puteti alege intre 4 nivele de intensitate.

Butonul MODE: Schimba intre 4 nivele de masaj. Al 4 lea nivel Auto, va schimba in mod automat intre celelalte nivele.

Izolati-va masajul: Prin butoanele UPPER BACK, LOWER BACK, HIPS AND THIGHS, puteti alege zonele unde vreti masajul, spate, zona de mijloc, solduri si coapse.

Butonul TIMER: Puteti seta timpul de functionare de 15, 30 sau 60 de minute.

INGRIJIRE SI CURATARE:

- Scoateti aparatul din priza si lasati-l sa se raceasca inainte de curatare. Curatati cu un burete ușor umed. Niciodata sa nu lasati apa sau alte lichide sa vina in contact cu unitatea.
- NU puneti aparatul in nici un lichid pentru a fi curatat.
- Niciodata sa nu folositi bureti de metal, perii, benzina, cherosen sau diluant pentru curatare.